

**PRZESTAŃ ODWRACAĆ SIĘ
PLECAMI DO PACJENTÓW**



PRZEDSTAWIAMY SYSTEM
DO ZNIECZULANIA,
DZIĘKI KTÓREM U PACJENCI
POZOSTAJĄ W CENTRUM UWAGI




Kliniczne elementy sterujące umieszczone centralnie ułatwiają obsługę.



Ekran dotykowy z inteligentną nawigacją umożliwia dostęp do pełnego zakresu trybów wentylacji.



Obrotowy układ oddechowy umożliwia przeprowadzanie znieczulania bliżej pacjenta.



Oznaczenie świetlne wskazuje aktywne elementy sterujące.

CZĘŚĆ KLINICZNA





Rozszerzony system zapewnia szerokie pole widzenia dzięki czemu lekarz może stanąć naprzeciw pacjenta. Zaprezentowano wersję z opcjonalnym monitorem pacjenta Xprezzon™.

Wygodne przechowywanie sprzętu i dokumentacji oraz rozszerzalna powierzchnia robocza.

Komputer stanu systemu informuje o stanie awaryjnego zasilania bateryjnego, ciśnienia wlotu gazu, usuwania zużytych gazów i kontroli aparatu.

Siedem gniazd elektrycznych rozmieszczonych zgodnie z potrzebami oraz wbudowane porty USB i sieci Ethernet.

Powierzchnie robocze na różnych wysokościach, wygodna opuszczana półka i wyciągana podstawka pod klawiaturę — razem z oświetleniem wbudowanym tam, gdzie jest potrzebne.



ARKON™

Dotychczas systemy do znieczulania były projektowane z perspektywy technologii. Chociaż oczywiście ma to kluczowe znaczenie — w końcu muszą spełniać swoją rolę — widzieliśmy, że to za mało. Zamiast patrzeć na funkcjonalność i niezawodność jako cel sam w sobie, spojrzeliśmy na nie jako na punkty wyjściowe i zapytaliśmy „jak moglibyśmy to zrobić jeszcze lepiej?”.

Następnie rozmawialiśmy z anestezjologami z całego świata, obserwowaliśmy wiele systemów do znieczulania podczas pracy i zapoznaliśmy się z najnowszymi badaniami w zakresie ergonomii.

Pomyśleliśmy o wszystkim, dzięki czemu lekarz może naprawdę skupić się na pacjentach. Przedstawiamy ARKON™ — system do znieczulania zbudowany z perspektywy lekarza, dający mu maksimum funkcjonalności, komfortu i kontroli.

ROZSZERZ SWOJE MOŻLIWOŚCI

Więcej informacji na stronie www.ArkonAnesthesia.com.

www.spacelabshealthcare.com



Spacelabs Healthcare Limited
1 Harforde Court, John Tate Road
Hertford, SG13 7NW, Wielka Brytania

Siedziba firmy Spacelabs Healthcare
5150 220th Ave. SE, Issaquah, WA 98029
PO Box 7018, Issaquah, WA 98027-7018

© 2012 Spacelabs Healthcare
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
A1018-de17PL / nr Drg 078-0612-00, wer. A

Telefon: +44 (0)1992 507700
Faks: +44 (0)1992 501213

Telefon: +1 425 657 7200
W Ameryce Północnej: +1 800 522 7025
Faks: +1 425 657 7212